



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 06- ENDOSCOPIA-Página 1 de 4	
Título do Documento	PRODUTOS PADRONIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO APARELHO ENDOSCÓPIO	Emissão: 30/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 03	30/06/2027

1. CONCEITO: Ato de realizar a limpeza e desinfecção do aparelho endoscópio**1.1 Responsáveis pela execução**

Técnico de enfermagem/ Enfermeiro

1.2 Finalidades

- Evitar a transmissão cruzada de microrganismo aos pacientes por ocasião da endoscopia digestiva ou brônquica.

1.3 Indicações

- Orientar a equipe da endoscopia a conhecer os produtos utilizados na limpeza e desinfecção do equipamento de endoscopia.

2. MATERIAIS

- P/ Profissional: Luvas, máscara, óculos e avental
- P/ Limpeza: Detergente enzimático, água corrente, cubas, escovas para canal e válvulas, compressas, seringas, válvulas de irrigação
- P/ Desinfecção: Cuba com solução desinfetante, seringa, válvulas de irrigação
- P/ Enxague: Água corrente, cuba com água, válvulas de irrigação e seringas
- P/ Secagem: Ar comprimido, pistola de ar sob pressão, pano de tecido macio.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

ATIVIDADES:

1) Para as atividades de limpeza dos materiais endoscópio será utilizado o Detergente Enzimático

a) Limpeza Manual:

MARCA	DILUIÇÃO	TEMPO CONTATO	TEMPO VALIDADE
RIOZYME ECO	01 ml do produto p/ 01 litro de água	Deixar o artigo agir imerso no produto por 05 minutos	Durante o tempo de imersão
NEOZIME 4	03 ml do produto p/ 01 litro de água		

2) Para a desinfecção dos materiais endoscópio:

a) Desinfetante de alto-nível:

MARCA	DILUIÇÃO	TEMPO CONTATO	TEMPO VALIDADE
PERASEPTIC (ácido peracético 2%)	PRONTO PARA USO	Imergir totalmente o artigo aberto, desarticulado e desmontado na solução por 10 minutos	30 dias
ARPOSEPT (ácido peracético 2%)	Diluir o produto na concentração de 20g (02 medidas) do produto para 01 litro de água	Imergir totalmente o artigo aberto, desarticulado e desmontado na solução por 15 minutos	5 dias



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 06- ENDOSCOPIA-Página 2 de 4	
Título do Documento	PRODUTOS PADRONIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO APARELHO ENDOSCÓPIO	Emissão: 30/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 03	30/06/2027

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Verificar a atividade da solução em uso com a fita teste do produto
- Descartar a solução após completar o período de validade ou sem ativação
- Realizar essas atividades antes e após exame endoscópico;
- Armazenar os endoscópios em armários ventilados, de fácil limpeza, em temperatura ambiente, evitando umidade e calor excessivo, na posição vertical, com o cuidado de não tracionar o cabo do tubo conector;

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

- NÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 06- ENDOSCOPIA-Página 3 de 4	
Título do Documento	PRODUTOS PADRONIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO APARELHO ENDOSCÓPIO	Emissão: 30/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 03	30/06/2027

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico,2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 12/07/2023.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 12/07/2023.
9. STORZ, Karl. Limpeza, desinfecção, conservação e esterilização de instrumentos da Karl Storz. Versão 3.1. Janeiro, 2019.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 06- ENDOSCOPIA-Página 4 de 4	
Título do Documento	PRODUTOS PADRONIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO APARELHO ENDOSCÓPIO	Emissão: 30/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 03	30/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/10/22	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
3	30/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN 74168-ENF	Data: 01/10/22
Versão 2 – Revisão Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF Validação Nayanne Ingrid F.M. Guerra CCIH/NSP COREN 489616-ENF Registro, análise e revisão final Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 30/06/2025