

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 042-Página 1 de 4	
Título do Documento	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE DESINFECÇÃO (ÁREA LIMPA)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

<b>1. CONCEITO:</b> Orientar quanto as atividades desenvolvidas na área de desinfecção química(área limpa)	
<b>1.1 Responsáveis pela execução</b> Tecnico de enfermagem	
<b>1.2 Finalidades</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desempenho das funções com qualidade e garantia do processo</li> </ul>	<b>1.3 Indicações</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientar o colaborador quanto as atividades desenvolvidas na área da desinfecção química (área limpa).</li> </ul>

<b>2. MATERIAIS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Roupa privativa;</li> <li>EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME)</li> <li>Bacia, balde ou cuba de plástico de tamanho compatível com a quantidade de material</li> <li>Escova de cerdas duras e finas</li> <li>Compressas ou panos limpos e macios</li> <li>Soluções de detergente enzimático conforme POP Nº09 e recipientes que serão usados para limpeza do material</li> </ul>

<b>3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS</b>
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Paramentar-se com os EPI's disponibilizados necessários a execução da atividade laboral;
3. Preparar soluções conforme POP Nº09 no recipiente específico e identificado com o tipo de produto para desinfecção;
4. Identificar as soluções preparada para desinfecção;
5. Realizar o monitoramento da ativação do produto preparado;
6. Registrar no relatório de monitoramento da ativação do produto;
7. Recepcionar os materiais advindos da área de limpeza, devidamente limpo e seco, em bandeja;
8. Imergir os produtos para saúde na solução química, permanecendo os mesmo por um tempo recomendado pelo fabricante;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 042-Página 2 de 4	
Título do Documento	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE DESINFECÇÃO (ÁREA LIMPA)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

9. Retirar o produto, enxaguando-o com água corrente abundante;
10. Realizar a secagem do artigo utilizando jatos de ar comprimido e compressa;
11. Dispor o produto em embalagem adequada ou bandeja de acordo com a necessidade do setor do procedimento;
12. Identificar o material;
13. Repassar o produto para o setor de destino, conforme protocolo.
14. Solicitar orientação do enfermeiro sempre que houver dúvida no desenvolvimento das atividades

<b>4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>NÃO</li></ul>

<b>5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>NÃO</li></ul>

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 042-Página 3 de 4</b>	
Título do Documento	<b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE DESINFECÇÃO (ÁREA LIMPA)</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

## 6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 17/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 17/07/2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 042-Página 4 de 4	
Título do Documento	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE DESINFECÇÃO (ÁREA LIMPA)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão: 01/06/2027
		Versão: 02	

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/19	Elaboração inicial do documento
2	01/09/21	Acrescimo do objetivo e alteração na descrição das atividades
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

<b>Versão 1 – Elaboração</b> Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem Maria Helena Alves Coutinho Gerente de Enfermagem	Data: 01/09/19
<b>Versão 2 – Revisão</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF  <b>Validação</b> Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial  <b>Registro, análise e revisão final</b> Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF  Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF  <b>Aprovação</b> Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25