

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 049-Página 1 de 5	
Título do Documento	MONITORAMENTO DA LIMPEZA NA LAVADORA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Ato de monitorar a limpeza na lavadora termodesinfetadora	
1.1 Responsáveis pela execução Tecnico de enfermagem	
1.2 Finalidades <ul style="list-style-type: none"> Avaliar a funcionalidade da lavadora termodesinfetadora 	1.3 Indicações <ul style="list-style-type: none"> Orientar o colaborador sobre o uso do indicador químico para monitoramento da eficácia da lavadora termodesinfetadora quando realizado ciclo de limpeza e desinfecção dos materiais na lavadora termodesinfetadora

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none"> Roupa privativa; EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME); Lavadora termodesinfetadora (figura 1); Detergente Enzimático 5L; Teste de monitoramento da limpeza VERIFY ALL CLEAN (figura 2); Relatório de ciclos de limpeza na lavadora termodesinfetadora (figura 3);

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade;
3. Receber os materiais vindo dos setores conforme POP nº02 e realizar a pré-limpeza nos mesmos;
4. Dispor os materiais no rack dos instrumentais da termodesinfetadora e insira o indicador químico de limpeza(VERIFY ALL CLEAN) dentro de um Suporte Reutilizavel (figura 4) colocando-o disposto no meio dos instrumentais no rack;
5. Faça o ciclo completo seguindo as orientações e passos do protocolo conforme tipo de material;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 049-Página 2 de 5	
Título do Documento	MONITORAMENTO DA LIMPEZA NA LAVADORA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

6. Após o término do ciclo, remova o monitor do Suporte Reutilizável e leia o resultado(figura 5). Remova com cuidado uma vez que o suporte pode estar quente;
7. Após processada, a lâmina deve apresentar a remoção do indicador, comprovando que o processo de lavagem foi eficaz;
8. Caso o resultado não seja satisfatório comunicar a enfermeira e se necessário repetir o teste;
9. Anexe ao relatório de Teste de Limpeza-Lavadora Termodesinfetadora e registrar o resultado adquirido;
10. Manter a área limpa e organizada.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- O Teste específico para monitoramento da limpeza em lavadoras desinfetadoras Verify All Clean, garante que as lavadoras desinfetadoras cumpram os critérios de rendimento essenciais.
- Cada indicador contém propriedade autorizada, lipídios e formulação de polissacarídeos secos em ambos os lados de uma placa plástica. A placa imita superfícies típicas para representar a mudança real do processo de limpeza.
- Ele é usado em conjunto com o Suporte Reutilizável.
- Utilizar o teste verify All Clean é todos ciclos com instrumentais cirúrgicos.

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



FIGURA 1



FIGURA 2

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 049-Página 3 de 5	
Título do Documento	MONITORAMENTO DA LIMPEZA NA LAVADORA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão: 01/06/2027
		Versão: 02	

[illegible]

FIGURA 4

FIGURA 3



FIGURA 5

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 049-Página 4 de 5	
Título do Documento	MONITORAMENTO DA LIMPEZA NA LAVADORA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 17/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 17/07/2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 049-Página 5 de 5	
Título do Documento	MONITORAMENTO DA LIMPEZA NA LAVADORA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/02/23	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração do indicador de limpeza e na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN 74168-ENF	Data: 01/02/23
Versão 2 – Revisão Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25