

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 047-Página 1 de 6</b>	
Título do Documento	<b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS TRAQUEIAS VENTILATÓRIAS NA TERMODESINFECTADORA</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

<b>1. CONCEITO: Realizar a limpeza das traqueias ventilatórias na termodesinfectora</b>	
<b>1.1 Responsáveis pela execução</b> Técnico de enfermagem da CME do setor do expurgo	
<b>1.2 Finalidades</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remover contaminantes de natureza orgânica e inorgânica e desinfecção das traqueias ventilatórias na Lavadora Termodesinfectora.</li> </ul>	<b>1.3 Indicações</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientar o colaborador como realizar a limpeza e desinfecção das traqueias ventilatórias na Lavadora Termodesinfectora.</li> </ul>

<b>2. MATERIAIS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Roupa privativa;</li> <li>EPI do setor conforme POP nº08 (EPI utilizado nos setores da CME)</li> <li>Detergente enzimático</li> <li>Lavadora termodesinfectora (figura 1)</li> <li>Carrinho/ rack lavador de traqueias (figura 2)</li> </ul>

<b>3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS</b>
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade;
3. Receber as traqueias ventilatórias dos setores;
4. Dispor no carrinho/Rack Lavador de Traqueia da termodesinfectora de forma que não fiquem aglomerados, para uma melhor exposição de todo o material aos jatos de água e ar quente para a limpeza e desinfecção serem efetivas;
5. Desconectar cuidadosamente válvulas, diafragmas e conexão dos circuitos;
6. Com ajuda do carrinho colocar o rack lavador traqueias na câmara de desinfecção;
7. Feche a porta, escolha o programa traqueia e ligue a Termodesinfectora;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 047-Página 2 de 6</b>	
Título do Documento	<b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS TRAQUEIAS VENTILATÓRIAS NA TERMODESINFECTADORA</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

8. Ao término do processo, abrir o equipamento pela área limpa (preparo) e seguindo o preparo para realizar a esterilização;
9. Verificar se os parâmetros físicos do equipamento estão de acordo, conferindo a fita impressa pela termodesinfectora;
10. Realizar o registro no relatório de ciclo da termodesinfectora(figura 3) e grampeando o impresso de controle(relatório físico);
11. Manter a área limpa e organizada.

#### 4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Os produtos de assistência ventilatória e inaloterapia, são considerados produtos semicríticos e podem ser submetidos ao processo de desinfecção térmica na Termodesinfectora, que inativas bactérias vegetativas (tal como a tuberculose), bem como fungos e esporos fúngicos. Também é apropriada para a desativação de vírus tais como o vírus da e HIV.
- A lavadora termodesinfectora, conforme legislação, trabalha a uma temperatura entre 80 a 93°C por tempo de espera de 10 minutos. A secagem é particularmente importante pois previne o crescimento de bactérias nos tubos de respiração.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 047-Página 3 de 6	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS TRAQUEIAS VENTILATÓRIAS NA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

## 5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 047-Página 4 de 6	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS TRAQUEIAS VENTILATÓRIAS NA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão: 01/06/2027
		Versão: 02	

Termodesinfectora T.O. 200



FIGURA 1



FIGURA 2

INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

**RELATÓRIO DA TERMODESINFECTORA**

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CICLO (LOTE) Nº: _____	INÍCIO: _____
TIPO CICLO: _____	TERMINO: _____

DESCRIÇÃO DO MATERIAL		

PPQ: \_\_\_\_\_

RELATÓRIO FÍSICO	
GRAMPEAR RELATÓRIO FÍSICO AQUI (NÃO USAR COLA)	

INDICADOR DE LIMPEZA			
REALIZADO TESTE:		RESULTADO:	
SIM ( )	NÃO ( )	CONFORME ( )	NÃO CONFORME ( )

COLAR TESTE DE LIMPEZA AQUI

OPERADOR: \_\_\_\_\_ ENFERMEIRO(A): \_\_\_\_\_

FIGURA 3

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 047-Página 5 de 6</b>	
Título do Documento	<b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS TRAQUEIAS VENTILATÓRIAS NA TERMODESINFECTADORA</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

## 6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 12/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 12/07/2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 047-Página 6 de 6	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS TRAQUEIAS VENTILATÓRIAS NA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão: 01/06/2027
		Versão: 02	

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/02/23	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

<b>Versão 1 – Elaboração</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF	Data: 01/02/23
<b>Versão 2 – Revisão</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF  <b>Validação</b> Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial  <b>Registro, análise e revisão final</b> Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF  Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF  <b>Aprovação</b> Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25