

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 045-Página 1 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS NA LAVADORA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

<b>1. CONCEITO:</b> Ato de realizar a limpeza dos instrumentais na lavadora termodesinfectora	
<b>1.1 Responsáveis pela execução</b> Tecnico de enfermagem	
<b>1.2 Finalidades</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remover contaminantes de natureza orgânica e inorgânica e lubrificação dos instrumentais</li> </ul>	<b>1.3 Indicações</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientar o colaborador como realizar a limpeza dos instrumentais cirúrgicos na Lavadora Termodesinfectora.</li> </ul>

<b>2. MATERIAIS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Roupa privativa;</li> <li>EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME)</li> <li>Bacia, balde ou cuba de plástico de tamanho compatível com a quantidade de material</li> <li>Escova de cerdas duras e finas</li> <li>Compressas ou panos limpos e macios</li> <li>Soluções de detergente enzimático conforme POP Nº09 e recipientes que serão usados para limpeza do material</li> <li>Copo medidor ou seringa 60 ml para o detergente enzimático</li> <li>Lavadora termodesinfectora(figura 1)</li> </ul>

<b>3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS</b>
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade;
3. Realizar a pré limpeza manualmente dos instrumentais cirúrgicos provenientes do bloco cirúrgico e depois dispendo-os nos cestos da termodesinfectora abertos, pois todo o material deve ser exposto aos jatos de água e ar quente para a limpeza e desinfecção serem efetivas;
4. Colocar os cestos com os intrumentais no rack e com ajuda do carrinho colocar dentro da câmara da termodesinfectora;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 045-Página 2 de 4</b>	
Título do Documento	<b>LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS NA LAVADORA TERMODESINFECTADORA</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

5. Selecionar o processo de instrumental, habilitando a impressora do equipamento;
6. Ao término do processo, abrir o equipamento pela área limpa (preparo) e retirar os cestos utilizando luva termica, transferindo-o para a mesa de preparo;
7. Verificar se os parâmetros físicos do equipamento estão de acordo, conferindo a fita impressa pela termodesinfectora, esta fita deverá ser grampeada no impresso de controle na planilha de termodesinfecção;
8. Manusear o material pós-termodesinfecção com luva cirurgica e realizar a secagem e inspeção quanto a limpeza, caso apresente alguma sujidade retornar para setor de limpeza;
9. Organizar os instrumentais nas caixas cirúrgicas conforme o check liste e cor da fita marcadora e preparar conforme tecnica padronizada;
10. Encaminhar o material para a esterilização devidamente identificado com nome do artigo, quantidade, data da esterilização, validade, método e nome do responsável pelo preparo;
11. Deixar setor limpo e organizado.

#### 4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Realizar ciclos de limpeza na termodesinfectora com no minimo de 4 caixas cirurgicas e no maximo 1 caixa de instrumental grande para cada cesto;
- Obrigatório realizar pre limpeza manualmente antes de dispor os instrumentais no cesto e ciclo de limpeza

#### 5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



FIGURA 1

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 045-Página 3 de 4</b>	
Título do Documento	<b>LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS NA LAVADORA TERMODESINFECTADORA</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

## 6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 17/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 17/07/2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 045-Página 4 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS NA LAVADORA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/02/23	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

<b>Versão 1 – Elaboração</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN 74168-ENF	Data: 01/02/23
<b>Versão 2 – Revisão</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF  <b>Validação</b> Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial  <b>Registro, análise e revisão final</b> Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF  Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF  <b>Aprovação</b> Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25