



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 044-Página 1 de 4	
Título do Documento	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ARSENAL (ÁREA LIMPA)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Informar as atividades desenvolvidas no arsenal (setor limpo).

1.1 Responsáveis pela execução

Tecnico de enfermagem

1.2 Finalidades

- Colaborador ciente das suas funções e atividades rotineiras do arsenal

1.3 Indicações

- Orientar o colaborador quanto as atividades desenvolvidas no arsenal (setor limpo).

2. MATERIAIS

- EPI específico
- Saco plastico grande e pequeno
- Livro de registro de saida material medico/farmácia
- Impressos de saida de material BC/setores
- Estantes
- Caixas organizadora

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade;
3. Conferir a temperatura do setor e registrar em impresso próprio todo inicio do turno;
4. Após termino do ciclo de esterilização, aguardar o tempo de resfriamento, deixando por 40 minutos dentro da câmara, para evitar que o material fique molhado;
5. Retirar o material da autoclave e guardá-lo, após o esfriamento, no local identificado na estante;
6. Observar em cada pacote recebido pela área de esterilização:
 - a) Modificação ocorrida na coloração da fita teste, para autoclave a vapor;
 - b) Preenchimento do rótulo/etiqueta;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 044-Página 2 de 4	
Título do Documento	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ARSENAL (ÁREA LIMPA)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

c) Integridade do pacote.
7. Verificar diariamente se os pacotes estocados estão dentro do prazo de validade da esterilização, colocando os pacotes com data de validade mais próxima do vencimento na frente;
8. Controlar a quantidade de material a ser distribuído conforme a demanda diária;
9. Conferir e fornecer o material para os setores embalado em saco plástico ou no carro específico para o mesmo e realizar o registro da saída do mesmo;
10. Preparar o carro com material esteril para cirurgias conforme o mapa cirurgico e transportar em carro fechado;
11. Saída de material médico/empresa registrar no livro de protocolo de registro da saída de material médico/empresa;
12. Solicitar a orientação do enfermeiro, sempre que houver dúvidas no desenvolvimento das atividades;
13. Manter a área limpa e organizada.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> Os pacotes, após um ciclo completo de esterilização, devem ser resfriados naturalmente antes do manuseio para reduzir o risco de obtenção de pacote molhado. Não colocar os pacotes sobre superfícies frias após a esterilização para que não haja condensação.

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS
<ul style="list-style-type: none"> NÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 044-Página 3 de 4	
Título do Documento	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ARSENAL (ÁREA LIMPA)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 12/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 12/07/2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 044-Página 4 de 4	
Título do Documento	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ARSENAL (ÁREA LIMPA)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/21	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN 74168-ENF	Data: 01/09/21
Versão 2 – Revisão Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra CCIH/NASP COREN 489616-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25