

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 013-Página 1 de 3	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Realizar o preparo do laringoscópio e as laminas para uso nos setores	
1.1 Responsáveis pela execução Tecnico de enfermagem da CME do setor do expurgo	
1.2 Finalidades <ul style="list-style-type: none"> Remover contaminantes de natureza orgânica e inorgânica dos cabos e lâminas de laringoscópio quando enviados a CME. 	1.3 Indicações <ul style="list-style-type: none"> Orientar o colaborador como realizar a limpeza e desinfecção de cabos e lâminas de laringoscópio quando enviados a CME.

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none"> Roupa privativa; EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME) Bacia, balde ou cuba de plástico de tamanho compatível com a quantidade de material Escova de cerdas duras e finas Esponja Compressas ou panos limpos e macios Soluções de detergente enzimático conforme POP Nº09 e recipientes que serão usados para limpeza do material Álcool a 70%

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Utilizar óculos de proteção, luvas de borracha de cano longo, máscara, avental, protetor auricular e calçado fechado e impermeável;
3. Manipular o material cuidadosamente;
4. Desconectar a lâmina do cabo de laringoscópio
5. Imergir a lâmina do laringoscópio na solução de água e detergente, lavando com a esponja (não deixar de molho);
6. Enxaguar a lâmina abundantemente em água corrente;
7. Secar a lâmina com pano limpo e friccionar álcool a 70% na lâmina com compressa por 3 x seguida;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 013-Página 2 de 3	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão: 01/06/2027
		Versão: 02	

8. Limpar o cabo do laringoscópio com pano umedecido em solução de água e detergente;
9. Remover a solução detergente com pano umedecido em água e secar;
10. Friccionar álcool a 70% no cabo com compressa por 3 x seguida;
11. Colocar o material sobre um pano branco e avaliar a limpeza feita, revisando-o cuidadosamente;
12. Montar o laringoscópio testando o seu funcionamento e em seguida encaminhar para o setor de preparo para realizar o empacotamento;
13. Manter a área limpa e organizada.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> Caso a sujidade persista realizar todo processo novamente

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS
<ul style="list-style-type: none"> NDN

6. REFERÊNCIAS
<ol style="list-style-type: none"> Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico,2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf. Acesso em 30/04/2025. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 013-Página 3 de 3	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. SAÚDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: https://www.saude.df.gov.br/documents . Acesso em 01/06/2025.

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/19	Elaboração inicial do documento
2	01/09/21	Acrescimo do objetivo e alteração na descrição das atividades
2	01/08/23	Alteração na formatação geral do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem Maria Helena Alves Coutinho Gerente de Enfermagem	Data: 01/09/19
Versão 2 – Revisão Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25