

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 029-Página 1 de 4	
Título do Documento	IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICO COM FITA MARCADOR	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Realizar a identificação dos instrumentais das caixas cirurgicas com a fita marcadora	
1.1 Responsáveis pela execução Tecnico de enfermagem da CME	
1.2 Finalidades <ul style="list-style-type: none"> Identificação das caixas de acordo com as especialidades 	1.3 Indicações <ul style="list-style-type: none"> Orientar o colaborador a realizar a marcação com a fita marcadora colorida para padronizar os instrumentais, de forma a identificara a caixa a qual pertence, com isso evitar a perda dessas ferramentas e tornar mais simples a sua separação no momento da limpeza e preparo

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none"> Roupa privativa; Caixa cirurgica com instrumentais Fita marcador de instrumentais de várias cores Tesoura

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após executar o procedimento;
2. Realizar conferencia dos instrumentais pertencentes a caixa com o auxilio da pasta de check liste das caixas
3. Separar os instrumentais de acordo com a especialidade;
4. Conferir as marcações existentes para não repetir e misturar instrumentas de caixas diferentes;
5. Avaliar a rotatividade do material, a integridade das marcações e possibilidade de remarcações, pois as fitas adesivas coloridas não apresentam um tempo de validade determinado, o processo de troca seguirá o fluxo de uso e esterilização;
6. Realizar as marcações dos instrumentais enrolando a fita marcadora no corpo da pinça, utilizando as fitas previamente cortadas e respeitando as cores determinada para cada especialidade e/ou caixa;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 029-Página 2 de 4	
Título do Documento	IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICO COM FITA MARCADOR	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. Instrumentais que a fita saiu, mas ficou resíduo de cola, utilizar o removix para remover a colagem e marcar novamente o instrumental com a cor referente a marcação;
8. Acondicionar os materiais cirúrgicos devidamente em suas caixas;
9. Prosseguir com a preparação das caixas conforme protocolo específico;
10. Manter a área limpa e organizada.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Durante o processo de separação e preparação de materiais, deve-se verificar a integridade das fitas e mudanças de cor, na ocorrência de alterações realizar a substituição da fita marcadora correspondente;

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



FIGURA 1

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 029-Página 3 de 4	
Título do Documento	IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICO COM FITA MARCADOR	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 12/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 12/07/2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 029-Página 4 de 4	
Título do Documento	IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICO COM FITA MARCADOR	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/21	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF	Data: 01/09/21
Versão 2 – Revisão Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25