

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 015-Página 1 de 3	
Título do Documento	LIMPEZA E GUARDA DO EPI APÓS UTILIZAÇÃO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Realizar higiene e guarda do EPI utilizado	
1.1 Responsáveis pela execução Tecnico de enfermagem da CME	
1.2 Finalidades <ul style="list-style-type: none"> EPI's (Equipamento de Proteção Individual) limpos e guardados corretamente após o uso. 	1.3 Indicações <ul style="list-style-type: none"> Orientar o colaborador a realizar a limpeza e guarda dos EPI's (Equipamento de Proteção Individual) utilizados durante atividades laborativas (luva de borracha de cano longo, óculos de acrílico, avental)

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none"> Roupa privativa; EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME) Bacia, balde ou cuba de plástico de tamanho compatível com a quantidade de material Esponja Compressas ou panos limpos e macios Soluções de detergente enzimático conforme POP Nº09 e recipientes que serão usados para limpeza do material Caixa organizadora identificada com o nome do colaborador

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1. Após termino das atividades e organização do setor realizar a limpeza dos EPI's utilizado iniciando pelo avental, depois os óculos ou face shield e em seguida as luvas;
2. Retirar o avental e esfregar por inteiro com esponja ou escova umedecida em solução de detergente depois remover a solução do avental com pano úmido, depois realizar secagem e aplicar na superfície externa e interna do avental álcool a 70%, com pano limpo, friccionando por 30 seg. até secar. Repetir o processo 03 vezes. Guardar em local próprio;
3. Retirar os óculos de acrílico ou face shield e colocar dentro da bacia contendo a solução detergente, esfregando com uma esponja macia, depois enxaguar os óculos em água corrente e secar os óculos com a compressa e guardar dentro da caixa de acrílico identificado com o nome do colaborador.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 015-Página 2 de 3	
Título do Documento	LIMPEZA E GUARDA DO EPI APÓS UTILIZAÇÃO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

4. As luvas antes de serem retiradas lavar com água e detergente a parte externa das mãos em seguida enxaguar com as mãos enluvadas em água corrente e secar com pano limpo. Retirar as luvas pelo avesso (parte interna) e proceder a limpeza com pano umedecido em água e detergente, remover o detergente com pano úmido e secar as luvas. Verificar presença de furos e desprezá-las quando necessário. Guardar em saco plástico dentro do recipiente do próprio colaborador.

5. Manter a área limpa e organizada.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Quando o EPI danificar realizar a troca do mesmo no SESMT

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

- NDN

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 30/04/2025.
3. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
4. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
5. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
6. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 015-Página 3 de 3	
Título do Documento	LIMPEZA E GUARDA DO EPI APÓS UTILIZAÇÃO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: https://www.saude.df.gov.br/documents . Acesso em 01/06/2025.

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/19	Elaboração inicial do documento
2	01/09/21	Acrescimo do objetivo e outros EPI, alteração na descrição das atividades e tema
2	01/08/23	Alteração geral na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem Maria Helena Alves Coutinho Gerente de Enfermagem	Data: 01/09/19
Versão 2 – Revisão Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25