

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 038-Página 1 de 4	
Título do Documento	DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS BIOLÓGICOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Realizar o descarte dos resíduos dos biológicos	
1.1 Responsáveis pela execução Enfermeiro/Tecnico de enfermagem	
1.2 Finalidades <ul style="list-style-type: none"> • Descarte correto do RSS 	1.3 Indicações <ul style="list-style-type: none"> • Orientar o colaborador a realizar o descarte correto dos indicadores biológicos controles (piloto) e os biológicos reprocessados nos primeiros ciclos de esterilização diário.

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none"> • EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME) • Indicador biológico (figura 1) • Caixa de perfuro cortante(figura 2)

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após executar o procedimento;
2. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade;
3. Após incubação e leitura do biológico conforme POP Nº19(monitoramento da esterilização com biológico) ou conforme POP Nº21 (Biológico controle) realizar o descarte dos biológicos;
4. O biológico processado no ciclo de esterilização com resultado negativo(FIGURA 1-a): descartar como resíduo na caixa de material perfurocortantes, sem necessidade de preparo prévio, seguindo o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) da instituição (descarte em lixo Grupo A5 – infectante, no entanto, tratado como perfurocortante);
5. O biológico não processado (controle positivo): realize o reprocessamento do biológico controle dentro do grau cirúrgico num ciclo de esterilização, para matar a forma microbiana existente no mesmo e após o mesmo desprezar como resíduo na caixa perfuro cortante dentro da própria embalagem o qual foi autoclavável. (FIGURA 1-b)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 038-Página 2 de 4	
Título do Documento	DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS BIOLÓGICOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

6. Na dúvida procurar a enfermeira do setor;

7. Manter a área limpa e organizada.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Indicadores biológicos (IB): são produtos desenvolvidos para fazer parte dos procedimentos de boas práticas exigidos e protocolados pela ANVISA, sua utilização é necessária para o monitoramento do processo de esterilização.
- Os resíduos de indicadores biológicos utilizados como controle e aqueles com resultados positivos devem ser submetidos a tratamento prévio antes de serem descartados. Os indicadores com resultado negativo não precisam de tratamento prévio antes do descarte.
- Resíduos de serviços de saúde(RSS): são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços de saúde, públicos ou privados, que por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final;

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



FIGURA 1



FIGURA 2

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 038-Página 3 de 4	
Título do Documento	DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS BIOLÓGICOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 17/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 17/07/2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 038-Página 4 de 4	
Título do Documento	DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS BIOLÓGICOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/21	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Mudança na marca do insumo, alteração na formatação e imagens do insumo
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN 74168-ENF	Data: 01/09/21
Versão 2 – Revisão Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25