

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 046-Página 1 de 5	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MATERIAIS INALATÓRIOS/VENTILATÓRIOS NA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 01/06/2027

1. CONCEITO: Realizara limpeza dos materiais inalatórios/ventilatórios na termodesinfectora	
1.1 Responsáveis pela execução Tecnico de enfermagem da CME do setor do expurgo	
1.2 Finalidades <ul style="list-style-type: none"> Remover contaminantes de natureza orgânica e inorgânica e desinfecção dos materiais inalatórios/ventilatórios (Kit NBZ, Venturi, Mascara c/ reservatório, Kit VNI, umidificador, ambu, circuitos, traqueias) na Lavadora Termodesinfectora. 	1.3 Indicações <ul style="list-style-type: none"> Orientar o colaborador como realizar a limpeza e desinfecção dos materiais inalatórios/ventilatórios (Kit NBZ, Venturi, Mascara c/ reservatório, Kit VNI, umidificador, ambu, guedel, baraca, KT5) na Lavadora Termodesinfectora.

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none"> Roupa privativa; EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME) Detergente enzimático conforme Lavadora termodesinfectora(figura 1)

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
1. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade;
2. Receber os materiais respiratórios sem resíduos orgânicos e sem excesso de água.
3. Dispor os materiais no Carrinho/Rack Lavador de Traqueia ou Carrinho/Rack Nebulizador da termodesinfectora de forma que não fiquem aglomerados, para uma melhor exposição de todo o material aos jatos de água e ar quente para a limpeza e desinfecção serem efetivas;
4. Desconectar cuidadosamente válvulas, diafragmas e pequenos copos de reservatório;
5. Colocar o carrinho na câmara de desinfecção;
6. Feche a porta, escolha o programa DIVERSOS SENSIVEL e ligue a lavadora Termodesinfectora;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 046-Página 2 de 5	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MATERIAIS INALATÓRIOS/VENTILATÓRIOS NA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. Ao término do processo, abrir o equipamento pela área limpa (preparo);
8. Verificar se os parâmetros físicos do equipamento estão de acordo, conferindo a fita impressa pela termodesinfectora;
9. Realizar o registro no relatório de ciclo da termodesinfectora(figura 2) e grampeando o impresso de controle(relatório físico);
10. Manter a área limpa e organizada.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Os produtos de assistência ventilatória e inaloterapia, são considerados produtos semicríticos e podem ser submetidos ao processo de desinfecção térmica na Termodesinfectora, que inativas bactérias vegetativas (tal como a tuberculose), bem como fungos e esporos fúngicos. Também é apropriada para a desativação de vírus tais como o vírus da e HIV.
- A lavadora termodesinfectora, conforme legislação, trabalha a uma temperatura entre 80 a 93°C por tempo de espera de 10 minutos. A secagem é particularmente importante pois previne o crescimento de bactérias nos tubos de respiração.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 046-Página 3 de 5	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MATERIAIS INALATÓRIOS/VENTILATÓRIOS NA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão: 01/06/2027
		Versão: 02	

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



FIGURA 1

INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA
RELATÓRIO DA TERMODESINFECTORA

DATA: ____/____/____

CICLO (LOTE) N°: _____	INÍCIO: _____
TIPO CICLO: _____	TERMINO: _____

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	

PPQ: _____

RELATÓRIO FÍSICO	
GRAMPEAR RELATÓRIO FÍSICO AQUI (NÃO USAR COLA)	

INDICADOR DE LIMPEZA			
REALIZADO TESTE:		RESULTADO:	
SIM ()	NÃO ()	CONFORME ()	NÃO CONFORME ()

COLAR TESTE DE LIMPEZA AQUI

OPERADOR: _____ ENFERMEIRO(A): _____

FIGURA 2

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 046-Página 4 de 5	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MATERIAIS INALATÓRIOS/VENTILATÓRIOS NA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão: 01/06/2027
		Versão: 02	

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 17/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 17/07/2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 046-Página 5 de 5	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MATERIAIS INALATÓRIOS/VENTILATÓRIOS NA TERMODESINFECTADORA	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão: 01/06/2027
		Versão: 02	

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/02/23	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF	Data: 01/02/23
Versão 2 – Revisão Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25