



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 010-Página 1 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA MANUAL DOS MATERIAIS CONTAMINADOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

**1. CONCEITO:** Ato de realizar a limpeza dos materiais para desinfecção e esterilização**1.1 Responsáveis pela execução**

Tecnico de enfermagem da CME do setor do expurgo

**1.2 Finalidades**

- Remover contaminantes de natureza orgânica e inorgânica.

**1.3 Indicações**

- Orientar o colaborador quanto a limpeza manual dos materiais contaminados recebidos no expurgo.

**2. MATERIAIS**

- Roupa privativa;
- EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME)
- Bacia, balde ou cuba de plástico de tamanho compatível com a quantidade de material
- Escova de cerdas duras e finas
- Compressas ou panos limpos e macios
- Soluções de detergente enzimático conforme POP Nº09 e recipientes que serão usados para limpeza do material

**3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS**

1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Utilizar óculos de proteção, luvas de borracha de cano longo, máscara, avental, protetor auricular e calçado fechado e impermeável;
3. Manipular o material cuidadosamente;
4. Separar os materiais de pontas traumáticas e lavar separadamente;
5. Imergir o material aberto na solução de água e detergente;
6. Observar para que o material mais pesado e maior não fique sob os pequenos e leves;
7. Lavar o material peça por peça, cuidadosamente com escova, realizando movimentos no sentido das serrilhas. Dar atenção especial para as articulações, serrilhas e cremalheiras;



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 010-Página 2 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA MANUAL DOS MATERIAIS CONTAMINADOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

8. Os recipientes com tampa lavar externamente, incluindo a tampa, com solução de água e detergente usando a esponja de limpeza e internamente utilizando a escova de mamadeira;
9. Enxaguar rigorosamente o material em água corrente, abrindo e fechando as articulações;
10. Enxugar as peças com compressa ou pano macio e limpo, em toda a sua extensão, dando especial atenção para as articulações, serrilhas e cremalheiras;
11. Colocar o material sobre um pano branco e avaliar a limpeza feita, revisando-o cuidadosamente;
12. Separar o material por tipo de procedimento e encaminhar para Área de Preparo;
13. Manter a área limpa e organizada.

#### 4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Priorizar a limpeza manual dos produtos delicados ou complexos, que não tenham indicação para limpeza automatizada
- Iniciar a limpeza dos materiais com a maior brevidade
- Utilizar artefatos de limpeza em boas condições, compartilhando-os com a conformação dos PPS
- Caso a sujeira persista realizar todo processo novamente
- Proibido uso de adornos no setor
- Proibido realizar atividades sem uso do EPI específico

#### 5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

- NDN

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 010-Página 3 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA MANUAL DOS MATERIAIS CONTAMINADOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

## 6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. **Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.** Diário Oficial da União: Brasília
2. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC). **Recomendações práticas para processos de esterilização em estabelecimentos de saúde.** Campinas: Komedi; 2000.
3. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual) Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf. Acesso em 30/04/2025.
4. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
5. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
6. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
7. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 010-Página 4 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA MANUAL DOS MATERIAIS CONTAMINADOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/19	Elaboração inicial do documento
2	01/09/21	Acrescimo do objetivo e alteração na descrição das atividades
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

<b>Versão 1 – Elaboração</b> Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem Maria Helena Alves Coutinho Gerente de Enfermagem	Data: 01/09/19
<b>Versão 2 – Revisão</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF  <b>Validação</b> Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial  <b>Registro, análise e revisão final</b> Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF  Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF  <b>Aprovação</b> Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25