

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 051-Página 1 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVAS E ESPONJAS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Ato de realizar a limpeza e substituição de escovas e esponjas destinadas a lavagem de material no expurgo	
1.1 Responsáveis pela execução Tecnico de enfermagem	
1.2 Finalidades <ul style="list-style-type: none">• Proporcionar efetiva ação mecânica no processo de limpeza do material, com destruição dos microorganismos e remoção da sujidade.	1.3 Indicações <ul style="list-style-type: none">• Orientar o colaborador a realizar a limpeza e substituição de escovas e esponjas destinadas a lavagem de material no expurgo

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none">• Escova• Esponja não abrasiva• Reservatório para manter as esponjas e escovas• Detergente neutro• Água• EPI conforme POP nº08• Impresso mapa específico cada troca de escova(figura 1)

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade;
3. Inspeccionar as escovas e esponjas diariamente substituindo-as quando perderem suas características e funcionalidades;
4. Lavar as esponjas e escovas com detergente e colocando as para secar mantendo as condições higiênicas;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 051-Página 2 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVAS E ESPONJAS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

5. Trocar as esponjas a cada 2 dias e as escovas a cada 30 dias ou quando perderem suas características e funcionalidades;
6. Registrar em mapa específico cada troca de escova para controle.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- NÃO

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

INP
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

CONTROLE DA TROCA DE ESCOVA/ESPONJA

MÊS/ANO: _____

DATA	HORA	TROCA		FUNC. RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
		ESCOVA	ESPONJA		
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

FIGURA 1

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 051-Página 3 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVAS E ESPONJAS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSEH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 12/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 12/07/2024.
9. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, EBSEH. Limpeza e Controle das escovas e esponjas: POP.CME.014. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios>. Acesso em 05/07/2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 051-Página 4 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVAS E ESPONJAS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	14/07/23	Elaboração inicial do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN 74168-ENF	Data: 14/07/23
Versão 2 – Revisão Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25