

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 024-Página 1 de 4	
Título do Documento	MATERIAIS CONSIGNADOS/OPME	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Ato de receber os materiais consignados/OPME para reprocessar	
1.2 Responsáveis pela execução Tecnico de enfermagem do expurgo da CME	
1.3 Finalidades <ul style="list-style-type: none"> ↴ Orientar o colaborador quanto ao recebimento e preparo dos materiais contaminados no expurgo para serem reprocessados. 	1.4 Indicações <ul style="list-style-type: none"> ↴ Orientar quanto ao recebimento e preparo dos materiais consignados (artigo, dispositivo, equipamento ou instrumental classificado como, implantável ou não, proveniente de empresa consignadora ou OPME (órteses, prótese, material médicos, especial e síntese) para as cirurgias específica e agendadas.

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none"> ↴ Roupa privativa; ↴ EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME) ↴ Livro de registro da entrada de materiais consignados/OPME

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade
3. Receber o material consignado conforme POP 02 (recebimento de material contaminado) 6h antes do procedimento agendado, trazido pelo representante da empresa, conferindo e registrando no relatório de Controle de Entrada de Materiais Médico/ OPME/ Empresa (Livro);
4. Avaliar qual tipo de limpeza a ser realizado: instrumentais cirurgicos na termodesinfectora, instrumentais de VDL na lavadora ultrassônica e motor serra/perfurador lavar manualmente;
5. Realizar a limpeza manual das caixas cirurgicas e daqueles materiais que não podem ser limpeza automatizada;
6. Após limpeza e secagem, encaminha para setor de preparo;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 024-Página 2 de 4	
Título do Documento	MATERIAIS CONSIGNADOS/OPME	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. Realizar o preparo do material para ser esterilizado e após o mesmo armazenar no arsenal;
8. No dia do procedimento agendado, liberar o material para o BC conforme rotina do setor;
9. Solicitar orientação do enfermeiro sempre que houver dúvida no desenvolvimento das atividades.
10. Após termino das atividades deixar setor organizado e limpo.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- ↓ Todo material recebido no setor tem que ser registrado para controle e levantamento da produção

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

- NÃO

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esteriliza%C3%A7%C3%A3o%20SMS%20Campinas%20vers%C3%A3o%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 19/07/2023.
3. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
4. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
5. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 024-Página 3 de 4	
Título do Documento	MATERIAIS CONSIGNADOS/OPME	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

6. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
7. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 11/07/2023.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 024-Página 4 de 4	
Título do Documento	MATERIAIS CONSIGNADOS/OPME	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/19	Elaboração inicial do documento
2	01/09/21	Acrescimo do objetivo, alteração na descrição das atividades e tema
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem Maria Helena Alves Coutinho Gerente de Enfermagem	Data: 01/09/19
Versão 2 – Revisão Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25