

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 057-Página 1 de 4</b>	
Título do Documento	<b>PREPARO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão: 01/06/2027
		Versão: 02	

<b>1. CONCEITO:</b> Ato de preparar os rótulos de Identificação dos materiais	
<b>1.1 Responsáveis pela execução</b> Tecnico de enfermagem do setor de preparo (área limpa)	
<b>1.2 Finalidades</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar os materiais corretamente conforme artigo 84 da RDC 15/2020 e para facilitar a rastreabilidade do processo do produto.</li> </ul>	<b>1.3 Indicações</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientar o colaborador a preparar a etiqueta de identificação dos materiais</li> </ul>

<b>2. MATERIAIS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Impressora Zebra(figura 1);</li> <li>Rolo de etiqueta 60x20mm (figura 2)</li> <li>Computador</li> <li>Ribbon de etiqueta Zebra(figura 3)</li> </ul>

<b>3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS</b>
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Após o empacotar ou acondicionar do material no grau cirurgico realizar a etiqueta de identificação;
3. Acessar o computador e clicar no ícone ETIQUETA DOS PRODUTOS e abrirar a pagina com a etiqueta padronizada para preencher os itens que pede: nome do produto, lote, data/validade, processo, nome do responsável e registro;
4. Depois de preenchido os itens obrigatórios ( nome do produto, lote, data/validade, processo, nome do responsável e registro) selecione a impressão;
5. Click no ícone “visualizar impressão e imprimir” ou aperte o teclado “CTRL+ P” e terar acesso a impressão(figura 4);
6. Selecione a quantidade de cópias que deseja e imprima e automaticamente será impresso a etiqueta adesiva na impressora Zebra;
7. Retire a etiqueta adesiva da impressora e cole na parte superior da embalagem do produto que deseja identificar;
8. Após embalado e identificado encaminhado para a esterilização ou armazenar no arsenal caso seja material que tenha sido passado pelo processo de desinfecção .

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 057-Página 2 de 4</b>	
Título do Documento	<b>PREPARO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

9. Solicitar orientação do enfermeiro sempre que houver dúvidas na execução das atividades;

#### 4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- É obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para saúde submetidos à esterilização ou desinfecção por meio de rótulos ou etiquetas.
- Todo material preparado no setor tem que ter a identificação com todos os itens obrigatórios: nome do produto, lote, data/validade, processo, nome do responsável e registro;
- O rótulo dos produtos para saúde processados deve ser capaz de se manter legível e afixado nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição e até o momento do uso.
- Todo material embalado no grau cirúrgico ou saco plástico deverá realizar etiqueta de identificação

#### 5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3




FIGURA 4

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 057-Página 3 de 4	
Título do Documento	PREPARO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

## 6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017

## 7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	25/04/25	Elaboração inicial do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

<b>Versão 1 – Elaboração</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF	Data: 25/04/25
<b>Versão 2 – Revisão</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF  <b>Validação</b> Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial  <b>Registro, análise e revisão final</b> Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF  Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF  <b>Aprovação</b> Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 057-Página 4 de 4	
Título do Documento	PREPARO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

--	--