

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 039-Página 1 de 3</b>	
Título do Documento	<b>TRANSFERÊNCIA DO MATERIAL DA ÁREA DE LIMPEZA PARA ÁREA DO PREPARO</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/08/2027

<b>1. CONCEITO:</b> Ato transferir o material da área suja após limpeza para ser preparado na área limpa	
<b>1.1 Responsáveis pela execução</b> Tecnico de enfermagem	
<b>1.2 Finalidades</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar contaminação do material limpo</li> </ul>	<b>1.3 Indicações</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientar o colaborador quanto a transferência do material após limpeza no expurgo para ser encaminhado para área do preparo.</li> </ul>

<b>2. MATERIAIS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EPI conforme POP nº08</li> <li>Bandejas de plástico varios tamanhos</li> </ul>

<b>3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS</b>
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade;
3. Efetuar a limpeza do material vindo dos setores, BC e hemodinâmica conforme rotina do setor no POP Nº10 (limpeza manual), POP N11(limpeza na lavadora ultrassônica) ou POP Nº 46(termodesinfetadora);
4. Após o processo de limpeza e inspeção, armazena-lo na bandeja de plástico e encaminha para área limpa(setor preparo) pela janela;
5. O técnico da área do preparo recebe o material e retira da bandeja colocando em cima da mesa coberta com pano;
6. Revisar e selecionar os materiais, verificando suas condições de limpeza, conservação e funcionalidade;
7. Prepara o material para o processo desinfecção ou esterilização conforme normas do setor;
8. Em seguida devolve a bandeja, utilizada no transporte do material, para o setor de limpeza;
9. Solicitar orientação do enfermeiro sempre que houver dúvida no desenvolvimento das atividades.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 039-Página 2 de 3</b>	
Título do Documento	<b>TRANSFERÊNCIA DO MATERIAL DA ÁREA DE LIMPEZA PARA ÁREA DO PREPARO</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/08/2027

10. No final das atividades deixar o setor limpo e organizado;

#### 4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Materiais utilizados nos procedimentos não pode passar diretamente para área de preparo(área limpa) sem antes passar pelo processo de limpeza
- PROIBIDO transferir material para o setor de preparo sem realizar o processo de limpeza, mesmo que o material esteja visivelmente limpo.

#### 5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

- NÃO

#### 6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico,2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 039-Página 3 de 3	
Título do Documento	TRANSFERÊNCIA DO MATERIAL DA ÁREA DE LIMPEZA PARA ÁREA DO PREPARO	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/08/2027

Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 17/07/2024.

8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 17/07/2024.

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/21	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na forma de transportar o material e formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

<b>Versão 1 – Elaboração</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN 74168-ENF	Data: 01/09/21
<b>Versão 2 – Revisão</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF  <b>Validação</b> Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial  <b>Registro, análise e revisão final</b> Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF  Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF  <b>Aprovação</b> Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25