

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 008-Página 1 de 4	
Título do Documento	UTILIZAÇÃO DE EPI NOS SETORES DA CME	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

<b>1. CONCEITO:</b> Orientação quanto a utilização do EPI pelos colaboradores	
<b>1.1 Responsáveis pela execução</b> Enfermeiro e Técnico de enfermagem da CME	
<b>1.2 Finalidades</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevenção de acidentes pelo colaborador durante atividades nos setores da CME com a utilização do EPI conforme determina a RDC nº15/2012.</li> </ul>	<b>1.3 Indicações</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientar o colaborador quanto a utilização do EPI durante atividades nos setores da CME conforme determina a RDC nº15/2012.</li> </ul>

<b>2. MATERIAIS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Roupa privativa;</li> <li>Sapato fechado e impermeável, touca, máscara, óculos, avental impermeável de manga longa, luva cano longo e protetor auricular(figura 1)</li> </ul>

<b>3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS</b>
1. Retirar relógios, joias e anéis das mãos e braços para evitar o acumulam de bactérias que não são removidas mesmo com a lavagem das mãos;
2. <b>Durante recepção do material:</b> Utilizar óculos de proteção, touca, luvas de procedimento, máscara, avental impermeável de manga longa e calçado fechado e impermeável;
3. <b>Durante limpeza do material:</b> Utilizar óculos de proteção, touca, luvas de borracha de cano longo, máscara, avental impermeável de manga longa , protetor auricular e calçado fechado e impermeável
4. <b>Durante preparo do material:</b> Utilizar máscara, touca, luvas de procedimento, calçado fechado e impermeável e protetor auricular(SN)
5. <b>Durante desinfecção química:</b> Utilização de óculos de proteção, touca, luvas de borracha de cano longo, máscara, avental impermeável de manga longa e calçado fechado e impermeável;
6. <b>Durante armazenamento no arsenal:</b> Utilizar touca e calçado fechado ;
7. <b>Para a descarga de termodesinfetadora, carga e descarga de autoclaves:</b> é obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica impermeável, juntamente com o EPI específico da sala.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 008-Página 2 de 4	
Título do Documento	UTILIZAÇÃO DE EPI NOS SETORES DA CME	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

#### 4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- O colaborador da CME deve utilizar vestimenta privativa, touca e calçado fechado em todas as áreas técnicas e restritas
- Quando o EPI danificar cada um é responsável em realizar a troca do mesmo no SESMT ou na falta do mesmo
- Higienizar e guardar o EPI após termino das atividades
- O trabalhador do CME deve utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a sala/área
- Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode substituir o uso de máscara e óculos
- Adornos zero em todas as areas da CME

#### 5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



FIGURA 1

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>POP CME- 008-Página 3 de 4</b>	
Título do Documento	<b>UTILIZAÇÃO DE EPI NOS SETORES DA CME</b>	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

## 6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 19/07/2023.
3. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
4. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
5. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
6. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
7. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 008-Página 4 de 4	
Título do Documento	UTILIZAÇÃO DE EPI NOS SETORES DA CME	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/21	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

<b>Versão 1 – Elaboração</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF	Data: 01/09/21
<b>Versão 2 – Revisão</b> Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF  <b>Validação</b> Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial  <b>Registro, análise e revisão final</b> Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF  Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF  <b>Aprovação</b> Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25